

引流袋之衛生教育指導

2002/11/11 日修訂 (外 70) 2005/2/28 修訂

2006/6/15 檢閱 2008/10/15 修訂 2010/10/14 修訂 2011/11 修訂

目的：

- ✦ 以真空負壓引流出手術傷口內的污穢物、積血。
- ✦ 減少傷口感染機會，以促進傷口癒合。
- ✦ 勿用力拉扯，以安全別針或 3 M 紙膠將引流管固定於床上，保持引流管平直，防扭曲受壓。
- ✦ 將引流袋固定於床緣，引流袋需低於傷口。
- ✦ 下床活動時勿懸吊引流袋，應以安全別針固定於衣物上。
- ✦ 時常擠壓引流管，避免血塊阻塞引流管。
- ✦ 當引流液達到引流袋 1/2 時，要告知護理人員予以倒出。
- ✦ 不能隨便擠壓引流袋，以防引流液逆流。
- ✦ 出院需帶引流袋回家的注意事項：
 - ✦ 每日固定一時間倒袋內之引流液，並記錄之顏色、性狀及量，待返診時告知醫師。
 - ✦ 倒出引流液的步驟如下：

- ◆ 洗淨雙手後以止血鉗夾住引流管或反折引流管，以防引流液逆流及空氣進入。
- ◆ 打開引流袋之塞子將引流液倒出於有刻度的容器內並測量之，避免污染引流袋開口。
- ◆ 將引流袋壓扁後，關閉塞子，確定沒有膨脹後才可以移去止血鉗或放開反折部位。
- ✦ 口換藥時先洗淨雙手，傷口以水溶性優碘環形清潔消毒後（由內到外），並觀察傷口是否紅腫熱痛及分泌物產生，再以 Y 型紗布覆蓋，3 M 紙膠貼妥固定。
- ✦ 引流袋需保持真空狀態，才有抽吸功能，如其鼓起應檢查引流管每一個接頭是否脫落、破損或漏氣，有任何問題要返院就診。