

減壓輔具—輪椅座墊

提供輪椅使用者增加坐姿舒適性及良好的坐姿擺位，減緩長時間坐姿造成壓瘡的風險

連通管氣囊

優點：透氣度佳
缺點：需定時調整壓力，乘坐較有晃動感

操作說明



橡膠-基礎型

1. 橡膠材質
2. 氣囊數量20顆以上
3. 氣囊高度2英吋(或5公分)以上
4. 具有壓力調節的功能

橡膠-分區型

1. 橡膠材質
2. 氣囊數量20顆以上
3. 氣囊高度2英吋(或5公分)以上
4. 具有壓力調節的功能
5. 具有切換全區連通及分區壓力調節的功能

液態凝膠

優點：維護簡易
缺點：沉重不易清洗
破損機率高

橡膠-分區型

1. 凝膠覆蓋面積不得小於座面1/2。
2. 凝膠厚度應達2英吋(或5公分)以上；若凝膠厚度不足2英吋(或5公分)，則須大於1英吋(或2.5公分)，且搭配適形泡棉底座。



固態凝膠

1. 凝膠覆蓋面積不得小於座面1/2。
2. 凝膠厚度應達1英吋(或2.5公分)以上，且搭配適形泡棉底座。
3. 凝膠應為連續性覆蓋材質。

填充式氣囊

1. 高度須大於2英吋(或5公分)，且填充式氣囊填充體積不得小於座墊2/3
2. 有4區塊以上分區 壓力調節的功能。

優點：維護簡易、耐用、可機洗
缺點：價格高



優點：維護簡易、耐用
缺點：沉重

